

evonos



evo_BITE.

Rongeur und Stanzen zur Laminektomie
Rongeurs and laminectomy punches
Pinzas saca-bocadas y pinzas cortantes para laminectomía
Rongeurs et pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze per afferare e pinze taglienti per laminectomia

evo_BITE.

Rongeur	
Rongeurs	
Pinzas saca-bocadas	
Rongeurs	
Pinze per afferrare	3
Stanzen	
Punches	
Pinzas cortantes	
Pinces emporte-pièces	
Pinze taglienti	14
Stanzen, rotierbar	
Punches, rotatable	
Pinzas cortantes, giratorio	
Pinces emporte-pièces, rotatives	
Pinze taglienti, rotante	36

Produkt Varianten **Product variants** **Variantes de product** **Variantes de produits** **Varianti di prodotto**



Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile



Titannitrid Beschichtung
Titanium nitride coating
Recubrimiento con nitruro de titanio
Enduction de nitrite de titane
Rivestimento con nitruto di titanio



Goldene Feder = dünne Fußplatte
Golden spring = thin plate
Resorte dorado = placa delgada
Ressort doré = plaque mince
Molla dorata = piastra sottile



Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Caspar

Rongeur, gerade, zerlegbar
Rongeur, straight, detachable
Pinza Cortante, recto, desmontable
Rongeur, droit, démontable
Pinze per afferrare, diritto, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo




		150 mm	180 mm	200 mm
2 mm	ST	66-490202	66-490302	66-490402
	TIN	66-490202B	66-490302B	66-490402B
3 mm	ST	66-490203	66-490303	66-490403
	TIN	66-490203B	66-490303B	66-490403B
4 mm	ST	66-490204	66-490304	66-490404
	TIN	66-490204B	66-490304B	66-490404B
5 mm	ST	66-490205	66-490305	66-490405
	TIN	66-490205B	66-490305B	66-490405B

evo_BITE.



Caspar

Rongeur, 30° aufgewinkelt, zerlegbar
 Rongeur, 30° angled upwards, detachable
 Pinza Cortante, 30° acodado arriba, desmontable,
 Rongeur, 30° angulé vers le haut, démontable
 Pinze per afferrare, 30° angolate verso l'alto, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo			 30°
		150 mm	180 mm	200 mm	
2 mm	ST	66-490502	66-490602	66-490702	
	TIN	66-490502B	66-490602B	66-490702B	
3 mm	ST	66-490503	66-490603	66-490703	
	TIN	66-490503B	66-490603B	66-490703B	
4 mm	ST	66-490504	66-490604	66-490704	
	TIN	66-490504B	66-490604B	66-490704B	
5 mm	ST	66-490505	66-490605	66-490705	
	TIN	66-490505B	66-490605B	66-490705B	



Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Caspar

Rongeur, 30° abgewinkelt, zerlegbar
Rongeur, 30° angled downwards, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado abajo, desmontable,
Rongeur, 30° angulé vers le bas, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolato verso il basso, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		150 mm	180 mm	200 mm
2 mm	ST	66-490802	66-490902	66-491002
	TIN	66-490802B	66-490902B	66-491002B
3 mm	ST	66-490803	66-490903	66-491003
	TIN	66-490803B	66-490903B	66-491003B
4 mm	ST	66-490804	66-490904	66-491004
	TIN	66-490804B	66-490904B	66-491004B
5 mm	ST	66-490805	66-490905	66-491005
	TIN	66-490805B	66-490905B	66-491005B

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces Kerrison
Pinze Kerrison




Caspar

Rongeur, gerade, bajonett, zerlegbar
Rongeur, straight, bayonet, detachable
Pinza Cortante, recto, bayoneta, desmontable
Rongeur, droit, baïonnette démontable
Pinze per afferrare, diritto, baionetta, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		150 mm	180 mm
2 mm	ST	66-491202	66-491302
	TIN	66-491202B	66-491302B
3 mm	ST	66-491203	66-491303
	TIN	66-491203B	66-491303B
4 mm	ST	66-491204	66-491304
	TIN	66-491204B	66-491304B
5 mm	ST	66-491205	66-491305
	TIN	66-491205B	66-491305B

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Caspar

Rongeur, 30° aufgewinkelt, bajonett, zerlegbar
Rongeur, 30° angled upwards, bayonet, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado arriba, bayoneta, desmontable,
Rongeur, 30° angulé vers le haut, baïonnette, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolate verso l'alto, baionetta, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		150 mm	180 mm
2 mm	ST	66-491502	66-491602
	TIN	66-491502B	66-491602B
3 mm	ST	66-491503	66-491603
	TIN	66-491503B	66-491603B
4 mm	ST	66-491504	66-491604
	TIN	66-491504B	66-491604B
5 mm	ST	66-491505	66-491605
	TIN	66-491505B	66-491605B

evo_BITE.

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Caspar

Rongeur, 30° abgewinkelt, bajonett, zerlegbar
Rongeur, 30° angled downwards, bayonet, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado abajo, bayoneta, desmontable,
Rongeur, 30° angulé vers le bas, baïonnette, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolato verso il basso, baionetta, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		150 mm	180 mm
2 mm	ST	66-491802	66-491902
	TIN	66-491802B	66-491902B
3 mm	ST	66-491803	66-491903
	TIN	66-491803B	66-491903B
4 mm	ST	66-491804	66-491904
	TIN	66-491804B	66-491904B
5 mm	ST	66-491805	66-491905
	TIN	66-491805B	66-491905B

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Wagner

Rongeur, gerade, zerlegbar
Rongeur, straight, detachable
Pinza Cortante, recto, desmontable
Rongeur, droit, démontable
Pinze per afferrare, diritto, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		200 mm	300 mm
2 mm	ST	66-498302	66-498402
	TIN	66-498302B	66-498402B
3 mm	ST	66-498303	66-498403
	TIN	66-498303B	66-498403B
4 mm	ST	66-498304	66-498404
	TIN	66-498304B	66-498404B
5 mm	ST	66-498305	66-498405
	TIN	66-498305B	66-498405B

evo_BITE.

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Wagner

Rongeur, 30° aufgewinkelt, zerlegbar
Rongeur, 30° angled upwards, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado arriba, desmontable,
Rongeur, 30° angulé vers le haut, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolate verso l'alto, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		200 mm	300 mm
2 mm	ST	66-498502	66-498602
	TIN	66-498502B	66-498602B
3 mm	ST	66-498503	66-498603
	TIN	66-498503B	66-498603B
4 mm	ST	66-498504	66-498604
	TIN	66-498504B	66-498604B
5 mm	ST	66-498505	66-498605
	TIN	66-498505B	66-498605B

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Wagner

Rongeur, 30° abgewinkelt, zerlegbar
Rongeur, 30° angled downwards, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado abajo, desmontable
Rongeur, 30° angulé vers le bas, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolato verso il basso, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



		200 mm	300 mm
2 mm	ST	66-498702	66-498802
	TIN	66-498702B	66-498802B
3 mm	ST	66-498703	66-498803
	TIN	66-498703B	66-498803B
4 mm	ST	66-498704	66-498804
	TIN	66-498704B	66-498804B
5 mm	ST	66-498705	66-498805
	TIN	66-498705B	66-498805B

evo_BITE.

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Richter

Rongeur, gerade, zerlegbar
Rongeur, straight, detachable
Pinza Cortante, recto, desmontable
Rongeur, droit, démontable
Pinze per afferrare, diritto, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



0°

180 mm

1 mm	ST	66-494410
	TIN	66-494410B
1,5 mm	ST	66-494415
	TIN	66-494415B

Rongeur
Rongeurs
Pinzas saca-bocadas
Rongeurs
Pinze per afferrare




Richter

Rongeur, 30° aufgewinkelt, zerlegbar
Rongeur, 30° angled upwards, detachable
Pinza Cortante, 30° acodado arriba, desmontable,
Rongeur, 30° angulé vers le haut, démontable
Pinze per afferrare, 30° angolate verso l'alto, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo



30°

180 mm

1 mm	ST	66-494510
	TIN	66-494510B
1,5 mm	ST	66-494515
	TIN	66-494515B

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, with ejector, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, avec ejecteur, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, con espulsore, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo

40°



		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-504001	66-504101	66-504201	66-504301	66-504401	66-504501
	TIN	66-504001B	66-504101B	66-504201B	66-504301B	66-504401B	66-504501B
2 mm	ST	66-504002	66-504102	66-504202	66-504302	66-504402	66-504502
	TIN	66-504002B	66-504102B	66-504202B	66-504302B	66-504402B	66-504502B
3 mm	ST	66-504003	66-504103	66-504203	66-504303	66-504403	66-504503
	TIN	66-504003B	66-504103B	66-504203B	66-504303B	66-504403B	66-504503B
4 mm	ST	66-504004	66-504104	66-504204	66-504304	66-504404	66-504504
	TIN	66-504004B	66-504104B	66-504204B	66-504304B	66-504404B	66-504504B
5 mm	ST	66-504005	66-504105	66-504205	66-504305	66-504405	66-504505
	TIN	66-504005B	66-504105B	66-504205B	66-504305B	66-504405B	66-504505B
6 mm	ST	66-504006	66-504106	66-504206	66-504306	66-504406	66-504506
	TIN	66-504006B	66-504106B	66-504206B	66-504306B	66-504406B	66-504506B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti




Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 40° upwards cutting, thin plate, with ejector, detachable
 Pinza cortante 40° cortante arriba, placa delgada, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, plaque mince, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite
 Jaw width
 Anchura de la boca
 Largeur de mors
 Larghezza della bocca

Schaftlänge
 Shaft length
 Longitud del vástago
 Longueur du tige
 Lunghezza del gambo



		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-504001PT	66-504101PT	66-504201PT	66-504301PT	66-504401PT	66-504501PT
	TIN	66-504001PTB	66-504101PTB	66-504201PTB	66-504301PTB	66-504401PTB	66-504501PTB
2 mm	ST	66-504002PT	66-504102PT	66-504202PT	66-504302PT	66-504402PT	66-504502PT
	TIN	66-504002PTB	66-504102PTB	66-504202PTB	66-504302PTB	66-504402PTB	66-504502PTB
3 mm	ST	66-504003PT	66-504103PT	66-504203PT	66-504303PT	66-504403PT	66-504503PT
	TIN	66-504003PTB	66-504103PTB	66-504203PTB	66-504303PTB	66-504403PTB	66-504503PTB
4 mm	ST	66-504004PT	66-504104PT	66-504204PT	66-504304PT	66-504404PT	66-504504PT
	TIN	66-504004PTB	66-504104PTB	66-504204PTB	66-504304PTB	66-504404PTB	66-504504PTB
5 mm	ST	66-504005PT	66-504105PT	66-504205PT	66-504305PT	66-504405PT	66-504505PT
	TIN	66-504005PTB	66-504105PTB	66-504205PTB	66-504305PTB	66-504405PTB	66-504505PTB
6 mm	ST	66-504006PT	66-504106PT	66-504206PT	66-504306PT	66-504406PT	66-504506PT
	TIN	66-504006PTB	66-504106PTB	66-504206PTB	66-504306PTB	66-504406PTB	66-504506PTB

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti




Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, Langhub, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, long stroke, with ejector, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, carrera larga, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, course longue, avec ejecteur, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, corsa lunga, con espulsore, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo

40°



		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-508401	66-508501	66-508601	66-508701	66-508801	66-508901
	TIN	66-508401B	66-508501B	66-508601B	66-508701B	66-508801B	66-508901B
2 mm	ST	66-508402	66-508502	66-508602	66-508702	66-508802	66-508902
	TIN	66-508402B	66-508502B	66-508602B	66-508702B	66-508802B	66-508902B
3 mm	ST	66-508403	66-508503	66-508603	66-508703	66-508803	66-508903
	TIN	66-508403B	66-508503B	66-508603B	66-508703B	66-508803B	66-508903B
4 mm	ST	66-508404	66-508504	66-508604	66-508704	66-508804	66-508904
	TIN	66-508404B	66-508504B	66-508604B	66-508704B	66-508804B	66-508904B
5 mm	ST	66-508405	66-508505	66-508605	66-508705	66-508805	66-508905
	TIN	66-508405B	66-508505B	66-508605B	66-508705B	66-508805B	66-508905B
6 mm	ST	66-508406	66-508506	66-508606	66-508706	66-508806	66-508906
	TIN	66-508406B	66-508506B	66-508606B	66-508706B	66-508806B	66-508906B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti




Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, Langhub, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 40° upwards cutting, thin plate, long stroke, with ejector, detachable
 Pinza cortante 40° cortante arriba, placa delgada, carrera larga con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, plaque mince, course longue avec eyecteur, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, piastra sottile, corsa lunga, con espulsore, smontabile

Maulbreite
 Jaw width
 Anchura de la boca
 Largeur de mors
 Larghezza della bocca

Schaftlänge
 Shaft length
 Longitud del vástago
 Longueur du tige
 Lunghezza del gambo



		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-508401PT	66-508501PT	66-508601PT	66-508701PT	66-508801PT	66-508901PT
	TIN	66-508401PTB	66-508501PTB	66-508601PTB	66-508701PTB	66-508801PTB	66-508901PTB
2 mm	ST	66-508402PT	66-508502PT	66-508602PT	66-508702PT	66-508802PT	66-508902PT
	TIN	66-508402PTB	66-508502PTB	66-508602PTB	66-508702PTB	66-508802PTB	66-508902PTB
3 mm	ST	66-508403PT	66-508503PT	66-508603PT	66-508703PT	66-508803PT	66-508903PT
	TIN	66-508403PTB	66-508503PTB	66-508603PTB	66-508703PTB	66-508803PTB	66-508903PTB
4 mm	ST	66-508404PT	66-508504PT	66-508604PT	66-508704PT	66-508804PT	66-508904PT
	TIN	66-508404PTB	66-508504PTB	66-508604PTB	66-508704PTB	66-508804PTB	66-508904PTB
5 mm	ST	66-508405PT	66-508505PT	66-508605PT	66-508705PT	66-508805PT	66-508905PT
	TIN	66-508405PTB	66-508505PTB	66-508605PTB	66-508705PTB	66-508805PTB	66-805905PTB
6 mm	ST	66-508406PT	66-508506PT	66-508606PT	66-508706PT	66-508806PT	66-508906PT
	TIN	66-508406PTB	66-508506PTB	66-508606PTB	66-508706PTB	66-508806PTB	66-508906PTB

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, with ejector, bayonet, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, con eyector, bayoneta, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, avec ejecteur, baïonnette, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo			 40°
		110 mm	150 mm	180 mm
1 mm	ST	66-500001	66-500101	66-500201
	TIN	66-500001B	66-500101B	66-500201B
2 mm	ST	66-500002	66-500102	66-500202
	TIN	66-500002B	66-500102B	66-500202B
3 mm	ST	66-500003	66-500103	66-500203
	TIN	66-500003B	66-500103B	66-500203B
4 mm	ST	66-500004	66-500104	66-500204
	TIN	66-500004B	66-500104B	66-500204B
5 mm	ST	66-500005	66-500105	66-500205
	TIN	66-500005B	66-500105B	66-500205B
6 mm	ST	66-500006	66-500106	66-500206
	TIN	66-500006B	66-500106B	66-500206B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar

Punch 40° upwards cutting, thin plate, with ejector, bayonet, detachable

Pinza cortante 40° cortante arriba, placa delgada, con eyector, bayoneta, desmontable

Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, plaque mince, avec eyecteur, baïonnette, démontable

Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, piastra sottile, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite
 Jaw width
 Anchura de la boca
 Largeur de mors
 Larghezza della bocca

Schaftlänge
 Shaft length
 Longitud del vástago
 Longueur du tige
 Lunghezza del gambo


40°



		110 mm	150 mm	180 mm
1 mm	ST	66-500001PT	66-500101PT	66-500201PT
	TIN	66-500001PTB	66-500101PTB	66-500201PTB
2 mm	ST	66-500002PT	66-500102PT	66-500202PT
	TIN	66-500002PTB	66-500102PTB	66-500202PTB
3 mm	ST	66-500003PT	66-500103PT	66-500203PT
	TIN	66-500003PTB	66-500103PTB	66-500203PTB
4 mm	ST	66-500004PT	66-500104PT	66-500204PT
	TIN	66-500004PTB	66-500104PTB	66-500204PTB
5 mm	ST	66-500005PT	66-500105PT	66-500205PT
	TIN	66-500005PTB	66-500105PTB	66-500205PTB
6 mm	ST	66-500006PT	66-500106PT	66-500206PT
	TIN	66-500006PTB	66-500106PTB	66-500206PTB

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, Langhub, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, long stroke, with ejector, bayonet, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, carrera larga, con eyector, bayoneta, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, course longue, avec ejecteur, baïonnette, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, corsa lunga, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo

40°



180 mm

1 mm	ST	66-509001
	TIN	66-509001B
2 mm	ST	66-509002
	TIN	66-509002B
3 mm	ST	66-509003
	TIN	66-509003B
4 mm	ST	66-509004
	TIN	66-509004B
5 mm	ST	66-509005
	TIN	66-509005B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, Langhub, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar

Punch 40° upwards cutting, thin plate, long stroke, with ejector, bayonet, detachable

Pinza cortante 40° cortante arriba, placa delgada, carrera larga, con eyector, bayoneta, desmontable


Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, plaque mince, course longue, avec eyecteur, baïonnette, démontable

Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, piastra sottile, corsa lunga, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite
 Jaw width
 Anchura de la boca
 Largeur de mors
 Larghezza della bocca

Schaftlänge
 Shaft length
 Longitud del vástago
 Longueur du tige
 Lunghezza del gambo

40°



180 mm

1 mm	ST	66-509001PT
	TIN	66-509001PTB
2 mm	ST	66-509002PT
	TIN	66-509002PTB
3 mm	ST	66-509003PT
	TIN	66-509003PTB
4 mm	ST	66-509004PT
	TIN	66-509004PTB
5 mm	ST	66-509005PT
	TIN	66-509005PTB

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pincas emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, aufgebogen, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, curved, with ejector, bayonet, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, curvo, con eyector, bayoneta, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, coudé, avec ejecteur, baionnette, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, curva, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite
Jaw width
Anchura de la boca
Largeur de mors
Larghezza della bocca

Schaftlänge
Shaft length
Longitud del vástago
Longueur du tige
Lunghezza del gambo

40°



180 mm

3 mm



66-5091003

66-5091003B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, aufgebogen, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 40° upwards cutting, curved, with ejector, detachable
 Pinza cortante 40° cortante arriba, curvo, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, coudé, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, curva, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		 40°
		180 mm	200 mm	
1 mm	ST	66-508001	66-508101	
	TIN	66-508001B	66-508101B	
2 mm	ST	66-508002	66-508102	
	TIN	66-508002B	66-508102B	
3 mm	ST	66-508003	66-508103	
	TIN	66-508003B	66-508103B	
4 mm	ST	66-508004	66-508104	
	TIN	66-508004B	66-508104B	
5 mm	ST	66-508005	66-508105	
	TIN	66-508005B	66-508105B	
6 mm	ST	66-508006	66-508106	
	TIN	66-508006B	66-508106B	

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, aufgebogen, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, curved, thin plate, with ejector, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, curvo, placa delgada, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, coudé, plaque mince, avec ejecteur, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, curva, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo	40° 
		180 mm	200 mm
1 mm	ST	66-508001PT	66-508101PT
	TIN	66-508001PTB	66-508101PTB
2 mm	ST	66-508002PT	66-508102PT
	TIN	66-508002PTB	66-508102PTB
3 mm	ST	66-508003PT	66-508103PT
	TIN	66-508003PTB	66-508103PTB
4 mm	ST	66-508004PT	66-508104PT
	TIN	66-508004PTB	66-508104PTB
5 mm	ST	66-508005PT	66-508105PT
	TIN	66-508005PTB	66-508105PTB

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, rechts gebogen, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 40° upwards cutting, curved, curved rightwards, with ejector, detachable
 Pinza cortante 40° cortante arriba, curvo derecha, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, coudé à droite, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, curva a destra, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo	
		180 mm	200 mm
1 mm	ST	66-508201	66-508301
	TIN	66-508201B	66-508301B
2 mm	ST	66-508202	66-508302
	TIN	66-508202B	66-508302B
3 mm	ST	66-508203	66-508303
	TIN	66-508203B	66-508303B
4 mm	ST	66-508204	66-508304
	TIN	66-508204B	66-508304B
5 mm	ST	66-508205	66-508305
	TIN	66-508205B	66-508305B



40°

evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° aufwärts schneidend, links gebogen, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 40° upwards cutting, curved, curved leftwards, with ejector, detachable
Pinza cortante 40° cortante arriba, curvo izquierda, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le haut, coudé à droite, avec ejecteur, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso l'alto, curva a destra, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		40°
		180 mm		200 mm
1 mm	ST	66-518201		66-518301
	TIN	66-518201B		66-518301B
2 mm	ST	66-518202		66-518302
	TIN	66-518202B		66-518302B
3 mm	ST	66-518203		66-518303
	TIN	66-518203B		66-518303B
4 mm	ST	66-518204		66-518304
	TIN	66-518204B		66-518304B
5 mm	ST	66-518205		66-518305
	TIN	66-518205B		66-518305B

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° abwärts schneidend, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 40° downwards cutting, with ejector, detachable
 Pinza cortante 40° cortante abajo, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le bas, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso il basso, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo			40°
		180 mm	200 mm	230 mm	
1 mm	ST	66-505-401	66-505501	66-505601	
	TIN	66-505401B	66-505501B	66-505601B	
2 mm	ST	66-505402	66-505502	66-505602	
	TIN	66-505402B	66-505502B	66-505602B	
3 mm	ST	66-505403	66-505503	66-505603	
	TIN	66-505403B	66-505503B	66-505603B	
4 mm	ST	66-505404	66-505504	66-505604	
	TIN	66-505404B	66-505504B	66-505604B	
5 mm	ST	66-505405	66-505505	66-505605	
	TIN	66-505405B	66-505505B	66-505605B	
6 mm	ST	66-505406	66-505506	66-505606	
	TIN	66-505406B	66-505506B	66-505606B	

evo_BITE.


Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° abwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 40° downwards cutting, thin plate, with ejector, detachable
Pinza cortante 40° cortante abajo, placa delgada, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le bas, plaque mince, avec eyecteur, démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso il basso, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		180 mm	200 mm	230 mm
1 mm	ST	66-505401PT	66-505501PT	66-505601PT
	TIN	66-505401PTB	66-505501PTB	66-505601PTB
2 mm	ST	66-505402PT	66-505502PT	66-505602PT
	TIN	66-505402PTB	66-505502PTB	66-505602PTB
3 mm	ST	66-505403PT	66-505503PT	66-505603PT
	TIN	66-505403PTB	66-505503PTB	66-505603PTB
4 mm	ST	66-505404PT	66-505504PT	66-505604PT
	TIN	66-505404PTB	66-505504PTB	66-505604PTB
5 mm	ST	66-505405PT	66-505505PT	66-505605PT
	TIN	66-505405PTB	66-505505PTB	66-505605PTB
6 mm	ST	66-505406PT	66-505506PT	66-505606PT
	TIN	66-505406PTB	66-505506PTB	66-505606PTB




Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° abwärts schneidend, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
 Punch 40° downwards cutting, with ejector, bayonet, detachable
 Pinza cortante 40° cortante abajo, con eyector, bayoneta, desmontable
 Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le bas, avec ejecteur, baïonnette, démontable
 Pinze taglienti 40° tagliente verso il basso, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		110 mm	150 mm	180 mm
1 mm	ST	66-5000301	66-500401	66-500501
	TIN	66-500301B	66-500401B	66-500501B
2 mm	ST	66-500302	66-500402	66-500502
	TIN	66-500302B	66-500402B	66-500502B
3 mm	ST	66-500303	66-500403	66-500503
	TIN	66-500303B	66-500403B	66-500503B
4 mm	ST	66-500304	66-500404	66-500504
	TIN	66-500304B	66-500404B	66-500504B
5 mm	ST	66-500305	66-500405	66-500505
	TIN	66-500305B	66-500405B	66-500505B
6 mm	ST	66-500306	66-500406	66-500506
	TIN	66-500306B	66-500406B	66-500506B



evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 40° abwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
Punch 40° downwards cutting, thin plate, with ejector, bayonet, detachable
Pinza cortante 40° cortante abajo, placa delgada, con eyector, bayoneta, desmontable
Pince emporte-pièces 40° tranchant vers le bas, plaque mince, avec ejecteur, baïonnette démontable
Pinze taglienti 40° tagliente verso il basso, piastra sottile, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo			40°
	110 mm	150 mm	180 mm	
1 mm	ST 66-500301PT	66-500401PT	66-500501PT	
	TIN 66-500301PTB	66-500401PTB	66-500501PTB	
2 mm	ST 66-500302PT	66-500402PT	66-500502PT	
	TIN 66-500302PTB	66-500402PTB	66-500502PTB	
3 mm	ST 66-500303PT	66-500403PT	66-500503PT	
	TIN 66-500303PTB	66-500403PTB	66-500503PTB	
4 mm	ST 66-500304PT	66-500404PT	66-500504PT	
	TIN 66-500304PTB	66-500404PTB	66-500504PTB	
5 mm	ST 66-500305PT	66-500405PT	66-500505PT	
	TIN 66-500305PTB	66-500405PTB	66-500505PTB	
6 mm	ST 66-500306PT	66-500406PT	66-500506PT	
	TIN 66-500306PTB	66-500406PTB	66-500506PTB	

Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° aufwärts schneidend, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 90° upwards cutting, with ejector, detachable
 Pinza cortante 90° cortante arriba, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le haut, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 90° tagliente verso l'alto, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo					90°
		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-503001	66-503101	66-503201	66-503301	66-503401	66-503501
	TIN	66-503001B	66-503101B	66-503201B	66-503301B	66-503401B	66-503501B
2 mm	ST	66-503002	66-503102	66-503202	66-503302	66-503402	66-503502
	TIN	66-503002B	66-503102B	66-503202B	66-503302B	66-503402B	66-503502B
3 mm	ST	66-503003	66-503103	66-503203	66-503303	66-503403	66-503503
	TIN	66-503003B	66-503103B	66-503203B	66-503303B	66-503403B	66-503503B
4 mm	ST	66-503004	66-503104	66-503204	66-503304	66-503404	66-503504
	TIN	66-503004B	66-503104B	66-503204B	66-503304B	66-503404B	66-503504B
5 mm	ST	66-503005	66-503105	66-503205	66-503305	66-503405	66-503505
	TIN	66-503005B	66-503105B	66-503205B	66-503305B	66-503405B	66-503505B
6 mm	ST	66-503006	66-503106	66-503206	66-503306	66-503406	66-503506
	TIN	66-503006B	66-503106B	66-503206B	66-503306B	66-503406B	66-503506B



evo_BITE.

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pincas emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 90° upwards cutting, thin plate, with ejector, detachable
Pinza cortante 90° cortante arriba, placa delgada, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le haut, plaque mince, avec eyecteur, démontable
Pinze taglienti 90° tagliente verso l'alto, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo	90° 				
		180 mm	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	ST	66-503001PT	66-503101PT	66-503201PT	66-503301PT	66-503401PT	66-503501PT
	TIN	66-503001PTB	66-503101PTB	66-503201PTB	66-503301PTB	66-503401PTB	66-503501PTB
2 mm	ST	66-503002PT	66-503102PT	66-503202PT	66-503302PT	66-503402PT	66-503502PT
	TIN	66-503002PTB	66-503102PTB	66-503202PTB	66-503302PTB	66-503402PTB	66-503502PTB
3 mm	ST	66-503003PT	66-503103PT	66-503203PT	66-503303PT	66-503403PT	66-503503PT
	TIN	66-503003PTB	66-503103PTB	66-503203PTB	66-503303PTB	66-503403PTB	66-503503PTB
4 mm	ST	66-503004PT	66-503104PT	66-503204PT	66-503304PT	66-503404PT	66-503504PT
	TIN	66-503004PTB	66-503104PTB	66-503204PTB	66-503304PTB	66-503404PTB	66-503504PTB
5 mm	ST	66-503005PT	66-503105PT	66-503205PT	66-503305PT	66-503405PT	66-503505PT
	TIN	66-503005PTB	66-503105PTB	66-503205PTB	66-503305PTB	66-503405PTB	66-503505PTB
6 mm	ST	66-503006PT	66-503106PT	66-503206PT	66-503306PT	66-503406PT	66-503506PT
	TIN	66-503006PTB	66-503106PTB	66-503206PTB	66-503306PTB	66-503406PTB	66-503506PTB




Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° aufwärts schneidend, mit Auswerfer, bajonett, zerlegbar
 Punch 90° upwards cutting, with ejector, bayonet, detachable
 Pinza cortante 90° cortante arriba, con eyector, bayoneta desmontable
 Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le haut, avec ejecteur, baïonnette démontable
 Pinze taglienti 90° tagliente verso l'alto, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		110 mm	150 mm	180 mm
1 mm	ST	66-499001	66-499101	66-499201
	TIN	66-499001B	66-499101B	66-499201B
2 mm	ST	66-499002	66-499102	66-499202
	TIN	66-499002B	66-499102B	66-499202B
3 mm	ST	66-499003	66-499103	66-499203
	TIN	66-499003B	66-499103B	66-499203B
4 mm	ST	66-499004	66-499104	66-499204
	TIN	66-499004B	66-499104B	66-499204B
5 mm	ST	66-499005	66-499105	66-499205
	TIN	66-499005B	66-499105B	66-499205B
6 mm	ST	66-499006	66-499106	66-499206
	TIN	66-499006B	66-499106B	66-499206B



evo_BITE.


Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° aufwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, bajonett zerlegbar
Punch 90° upwards cutting, thin plate, t, with ejector, bayonet detachable
Pinza cortante 90° cortante arriba, placa delgada, con eyector, bayoneta, desmontable
Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le haut, plaque mince, avec ejecteur, baïonnette, démontable
Pinze taglienti 90° tagliente verso l'alto, piastra sottile, con espulsore, baionetta, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		110 mm	150 mm	180 mm
1 mm	ST	66-499001PT	66-499101PT	66-499201PT
	TIN	66-499001PTB	66-499101PTB	66-499201PTB
2 mm	ST	66-499002PT	66-499102PT	66-499202PT
	TIN	66-499002PTB	66-499102PTB	66-499202PTB
3 mm	ST	66-499003PT	66-499103PT	66-499203PT
	TIN	66-499003PTB	66-499103PTB	66-499203PTB
4 mm	ST	66-499004PT	66-499104PT	66-499204PT
	TIN	66-499004PTB	66-499104PTB	66-499204PTB
5 mm	ST	66-499005PT	66-499105PT	66-499205PT
	TIN	66-499005PTB	66-499105PTB	66-499205PTB
6 mm	ST	66-499006PT	66-499106PT	66-499206PT
	TIN	66-499006PTB	66-499106PTB	66-499206PTB



Stanzen
 Punches
 Pinzas cortantes
 Pincas emporte-pièces
 Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° abwärts schneidend, mit Auswerfer, zerlegbar
 Punch 90° downwards cutting, bayonet, with ejector, detachable
 Pinza cortante 90° cortante abajo, con eyector, desmontable
 Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le bas, avec ejecteur, démontable
 Pinze taglienti 90° tagliente verso il basso, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		180 mm	200 mm	230 mm
1 mm	ST	66-505001	66-505101	66-505201
	TIN	66-505001B	66-505101B	66-505201B
2 mm	ST	66-505002	66-505102	66-505202
	TIN	66-505002B	66-505102B	66-505202B
3 mm	ST	66-505003	66-505103	66-505203
	TIN	66-505003B	66-505103B	66-505203B
4 mm	ST	66-505004	66-505104	66-505204
	TIN	66-505004B	66-505104B	66-505204B
5 mm	ST	66-505005	66-505105	66-505205
	TIN	66-505005B	66-505105B	66-505205B
6 mm	ST	66-505006	66-505106	66-505206
	TIN	66-505006B	66-505106B	66-505206B



evo_BITE.


Stanzen
Punches
Pinzas cortantes
Pinces emporte-pièces
Pinze taglienti



Ferris-Smith-Kerrison

Stanze 90° abwärts schneidend, dünne Fußplatte, mit Auswerfer, zerlegbar
Punch 90° downwards cutting, thin plate, bayonet, with ejector, detachable
Pinza cortante 90° cortante abajo, placa delgada, con eyector, desmontable
Pince emporte-pièces 90° tranchant vers le bas, plaque mince, avec ejecteur, démontable
Pinze taglienti 90° tagliente verso il basso, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo		
		180 mm	200 mm	230 mm
1 mm	ST	66-505001PT	66-505101PT	66-505201PT
	TIN	66-505001PTB	66-505101PTB	66-505201PTB
2 mm	ST	66-505002PT	66-505102PT	66-505202PT
	TIN	66-505002PTB	66-505102PTB	66-505202PTB
3 mm	ST	66-505003PT	66-505103PT	66-505203PT
	TIN	66-505003PTB	66-505103PTB	66-505203PTB
4 mm	ST	66-505004PT	66-505104PT	66-505204PT
	TIN	66-505004PTB	66-505104PTB	66-505204PTB
5 mm	ST	66-505005PT	66-505105PT	66-505205PT
	TIN	66-505005PTB	66-505105PTB	66-505205PTB
6 mm	ST	66-505006PT	66-505106PT	66-505206PT
	TIN	66-505006PTB	66-505106PTB	66-505206PTB



Stanzen, rotierbar
 Punches, rotatable
 Pinzas cortantes, giratorio
 Pincas emporte-pièces, rotatives
 Pinze taglienti, rotante



eVO_BITE

Schaft, rotierbar, dünne Fußplatte mit Auswerfer, zerlegbar
 Shaft, rotatable, thin plate, with ejector, detachable
 Vástago, giratorio, placa delgada, con eyector, desmontable
 Tige, rotatif, plaque mince, avec ejecteur, démontable
 Gambo, rotante, piastra sottile, con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	Schaftlänge Shaft length Longitud del vástago Longueur du tige Lunghezza del gambo				
	200 mm	230 mm	250 mm	280 mm	300 mm
1 mm	66-522001	66-522301	66-522501	66-522801	66-523001
2 mm	66-522002	66-522302	66-522502	66-522802	66-523002
3 mm	66-522003	66-522303	66-522503	66-522803	66-523003
4 mm	66-522004	66-522304	66-522504	66-522804	66-523004
5 mm	66-522005	66-522305	66-522505	66-522805	66-523005

Handgriff
 Handle
 Mango
 Manche
 Manico



66-520000 Handgriff eVO_BITE System

evo_BITE.

Zerlegen der Instrumente
Instrument disassembly
Desmontaje de los instrumentos
Démontage des instruments
Smontaggio degli strumenti

Anweisung zum Öffnen

1. Griff schließen.
2. Knopf drücken und gedrückt halten.
3. Griff wieder öffnen.
Druck auf silbernen Knopf beibehalten.
4. Das obere Schieberteil ist entriegelt und kann nach links ausgeschwenkt werden.

Disassembly Instructions

1. Close the handle.
2. Push the button and keep it pushed.
3. Release quickly the front part of the handle.
4. The upper movable shaft is unlocked and can be slid to the left.

Instrucciones de apertura

1. Cerrar el mango.
2. Presionar el botón y mantenerlo pulsado.
3. Volver a abrir el mango.
4. El vástago superior correrá desengrana y puede girarse hacia la izquierda.

Consigne d'ouverture

1. Refermez le manche.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Rouvrez le manche.
4. La partie supérieure du curseur est débloquée et peut être pivotée vers la gauche.

Istruzioni per l'apertura

1. Chiudere l'impugnatura.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Riaprire l'impugnatura.
4. La parte superiore scorrevole si sblocca e può essere ruotata a sinistra.

Zusammensetzen

1. Griff schließen.
2. Knopf drücken und gedrückt halten.
3. Griff öffnen, Schieber einschwanken und nach unten drücken.
4. Griff nochmals schließen – das Instrument ist verriegelt.

Assembly Instructions

1. Close the handle.
2. Push the button and keep it pushed.
3. Open the handle. Slide back the movable shaft on the instrument and push the shaft downward.
4. Close the handle once again and the instrument is locked.

Montaje

1. Cerrar el mango.
2. Presionar el botón y mantenerlo pulsado.
3. Abrir el mango, girar el vástago hacia el instrumento y presionar hacia abajo.
4. Volver a cerrar el mango. El instrumento está bloqueado de nuevo.

Assemblage

1. Fermez le manche.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Ouvrez le manche, faites pivoter le curseur et appuyez vers le bas.
4. Rouvrez le manche - l'instrument est verrouillé.

Rimontaggio

1. Chiudere l'impugnatura.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Aprire l'impugnatura, ritrarre la barra scorrevole e premere verso il basso.
4. Richiudere l'impugnatura – lo strumento è bloccato.

Hinweis

Durch nochmaliges Schließen des Griffes bleibt der Schaft ausgeschwenkt und das Instrument kann in offenem Zustand sterilisiert werden.

Advice

If the handle is closed again, the shaft remains swivelled out so that the instrument can be sterilized in open position

Nota

Al volver a cerrar el mango de forma normal, el vástago gira y el instrumento puede esterilizarse abierto.

Remarque

En refermant une nouvelle fois le manche, la tige pivotée reste en position et l'instrument ainsi ouvert peut être stérilisé.

Nota

Richiudendo l'impugnatura il gambo resta ruotato, in modo da consentire la sterilizzazione dello strumento aperto.

Nummern-Index

Index of order numbers

Indice de números de referencia

Index numérique de références de commande

Elenco dei codici

66-490202.....3	66-490904 5	66-491904B 8	66-498805.....11	66-499202PTB 34
66-490202B.....3	66-490904B 5	66-491905..... 8	66-498805B11	66-499203 33
66-490203.....3	66-490905..... 5	66-491905B 8	66-499001 33	66-499203B..... 33
66-490203B.....3	66-490905B 5	66-49441012	66-499001B 33	66-499203PT... 34
66-490204.....3	66-491002 5	66-494410B12	66-499001PT... 34	66-499203PTB 34
66-490204B.....3	66-491002B 5	66-494415.....12	66-499001PTB. 34	66-499204 33
66-490205.....3	66-491003 5	66-494415B12	66-499002..... 33	66-499204B..... 33
66-490205B3	66-491003B 5	66-494510.....13	66-499002B 33	66-499204PT... 34
66-490302.....3	66-491004 5	66-494510B13	66-499002PT .. 34	66-499204PTB 34
66-490302B3	66-491004B 5	66-494515.....13	66-499002PTB 34	66-499205 33
66-490303B3	66-491005 5	66-494515B13	66-499003..... 33	66-499205B..... 33
66-490304B3	66-491005B 5	66-49802B..... 9	66-499003B 33	66-499205PT... 34
66-490305B3	66-491202..... 6	66-498302..... 9	66-499003PT .. 34	66-499205PTB 34
66-490402.....3	66-491202B 6	66-498302B..... 9	66-499003PTB 34	66-499206 33
66-490402B3	66-491203 6	66-498303..... 9	66-499004 33	66-499206B..... 33
66-490403.....3	66-491203B 6	66-498303B..... 9	66-499004B 33	66-499206PT... 34
66-490403B3	66-491204 6	66-498304..... 9	66-499004PT .. 34	66-499206PTB 34
66-4904043	66-491204B 6	66-498304B 9	66-499004PTB 34	66-50000118
66-490404B3	66-491205 6	66-498305 9	66-499005..... 33	66-500001B.....18
66-490405.....3	66-491205B 6	66-498305B 9	66-499005B 33	66-500001PT19
66-490405B3	66-491302..... 6	66-498402..... 9	66-499005PT .. 34	66-500001PTB .19
66-490502..... 4	66-491302B 6	66-498403..... 9	66-499005PTB 34	66-50000218
66-490502B 4	66-491303 6	66-498403B 9	66-499006..... 33	66-500002B18
66-490503..... 4	66-491303B 6	66-498404 9	66-499006B 33	66-500002PT ...19
66-490503B 4	66-491304 6	66-498404B 9	66-499006PT .. 34	66-500002PTB.19
66-490504..... 4	66-491304B 6	66-498405 9	66-499006PTB 34	66-500003.....18
66-490504B 4	66-491305 6	66-498405B 9	66-499101 33	66-500003B18
66-490505..... 4	66-491305B 6	66-49850210	66-499101B 33	66-500003PT ...19
66-490505B 4	66-491502.....7	66-498502B.....10	66-499101PT 34	66-500003PTB.19
66-490602..... 4	66-491502B7	66-498503.....10	66-499101PTB.. 34	66-50000418
66-490602B 4	66-4915037	66-498503B10	66-499102..... 33	66-500004B18
66-490603..... 4	66-491503B7	66-49850410	66-499102B 33	66-500004PT...19
66-490603B 4	66-4915047	66-498504B10	66-499102PT ... 34	66-500004PTB.19
66-490604 4	66-491504B7	66-49850510	66-499102PTB. 34	66-50000518
66-490604B 4	66-4915057	66-498505B10	66-499103..... 33	66-500005B18
66-490605 4	66-491505B7	66-49860210	66-499103B 33	66-500005PT ...19
66-490605B 4	66-491602.....7	66-498602B10	66-499103PT ... 34	66-500005PTB.19
66-490702 4	66-491602B7	66-49860310	66-499103PTB. 34	66-50000618
66-490702B 4	66-4916037	66-498603B10	66-499104 33	66-500006B18
66-490703..... 4	66-491603B7	66-49860410	66-499104B 33	66-500006PT ...19
66-490703B 4	66-4916047	66-498604B10	66-499104PT ... 34	66-500006PTB.19
66-490704 4	66-491604B7	66-49860510	66-499104PTB. 34	66-500030129
66-490704B 4	66-4916057	66-498605B10	66-499105..... 33	66-50010118
66-490705 4	66-491605B7	66-49870211	66-499105B 33	66-500101B18
66-490705B 4	66-491802 8	66-498702B11	66-499105PT ... 34	66-500101PT19
66-490802..... 5	66-491802B 8	66-49870311	66-499105PTB. 34	66-500101PTB ..19
66-490802B 5	66-491803 8	66-498703B11	66-499106..... 33	66-50010218
66-490803..... 5	66-491803B 8	66-49870411	66-499106B 33	66-500102B18
66-490803B 5	66-491804 8	66-498704B11	66-499106PT ... 34	66-500102PT19
66-490804 5	66-491804B 8	66-49870511	66-499106PTB. 34	66-500102PTB..19
66-490804B 5	66-491805 8	66-498705B11	66-499201..... 33	66-50010318
66-490805 5	66-491805B 8	66-49880211	66-499201B 33	66-500103B18
66-490805B 5	66-491902 8	66-498802B11	66-499201PT ... 34	66-500103PT19
66-490902..... 5	66-491902B 8	66-49880311	66-499201PTB. 34	66-500103PTB..19
66-490902B 5	66-491903 8	66-498803B11	66-499202 33	66-50010418
66-490903..... 5	66-491903B 8	66-49880411	66-499202B 33	66-500104B18
66-490903B 5	66-491904 8	66-498804B11	66-499202PT ... 34	66-500104PT19

evo_BITE.

Nummern-Index

Index of order numbers

Indice de números de referencia

Index numérique de références de commande

Elenco dei codici

66-500104PTB..19	66-500401B.....29	66-503003PT...32	66-503205PTB..32	66-503502.....31
66-500105.....18	66-500401PT...30	66-503003PTB..32	66-503206.....31	66-503502B.....31
66-500105B.....18	66-500401PTB..30	66-503004.....31	66-503206B.....31	66-503502PT....32
66-500105PT....19	66-500402.....29	66-503004B.....31	66-503206PT....32	66-503502PTB..32
66-500105PTB..19	66-500402B....29	66-503004PT...32	66-503206PTB..32	66-503503.....31
66-500106.....18	66-500402PT..30	66-503004PTB..32	66-503301.....31	66-503503B.....31
66-500106B.....18	66-500402PTB..30	66-503005.....31	66-503301B.....31	66-503503PT....32
66-500106PT....19	66-500403.....29	66-503005B.....31	66-503301PT....32	66-503503PTB..32
66-500106PTB..19	66-500403B....29	66-503005PT...32	66-503301PTB..32	66-503504.....31
66-500201.....18	66-500403PT...30	66-503005PTB..32	66-503302.....31	66-503504B.....31
66-500201B.....18	66-500403PTB..30	66-503006.....31	66-503302B.....31	66-503504PT...32
66-500201PT....19	66-500404.....29	66-503006B.....31	66-503302PT....32	66-503504PTB..32
66-500201PTB..19	66-500404B....29	66-503006PT...32	66-503302PTB..32	66-503505.....31
66-500202.....18	66-500404PT..30	66-503006PTB..32	66-503303.....31	66-503505B.....31
66-500202B.....18	66-500404PTB..30	66-503101.....31	66-503303B.....31	66-503505PT....32
66-500202PT....19	66-500405.....29	66-503101B.....31	66-503303PT....32	66-503505PTB..32
66-500202PTB..19	66-500405B....29	66-503101PT....32	66-503303PTB..32	66-503506.....31
66-500203.....18	66-500405PT..30	66-503101PTB..32	66-503304.....31	66-503506B.....31
66-500203B.....18	66-500405PTB..30	66-503102.....31	66-503304B.....31	66-503506PT....32
66-500203PT....19	66-500406.....29	66-503102B.....31	66-503304PT....32	66-503506PTB..32
66-500203PTB..19	66-500406B....29	66-503102PT...32	66-503304PTB..32	66-504001.....14
66-500204.....18	66-500406PT..30	66-503102PTB..32	66-503305.....31	66-504001B.....14
66-500204B.....18	66-500406PTB..30	66-503103.....31	66-503305B.....31	66-504001PT....15
66-500204PT....19	66-500501.....29	66-503103B.....31	66-503305PT....32	66-504001PTB..15
66-500204PTB..19	66-500501B....29	66-503103PT...32	66-503305PTB..32	66-504002.....14
66-500205.....18	66-500501PT...30	66-503103PTB..32	66-503306.....31	66-504002B.....14
66-500205B.....18	66-500501PTB..30	66-503104.....31	66-503306B.....31	66-504002PT....15
66-500205PT....19	66-500502.....29	66-503104B.....31	66-503306PT....32	66-504002PTB..15
66-500205PTB..19	66-500502B....29	66-503104PT...32	66-503306PTB..32	66-504003.....14
66-500206.....18	66-500502PT..30	66-503104PTB..32	66-503401.....31	66-504003B.....14
66-500206B.....18	66-500502PTB..30	66-503105.....31	66-503401B.....31	66-504003PT....15
66-500206PT....19	66-500503.....29	66-503105B.....31	66-503401PT....32	66-504003PTB..15
66-500206PTB..19	66-500503B....29	66-503105PT...32	66-503401PTB..32	66-504004.....14
66-500301B.....29	66-500503PT..30	66-503105PTB..32	66-503402.....31	66-504004B.....14
66-500301PT...30	66-500503PTB..30	66-503106.....31	66-503402B.....31	66-504004PT....15
66-500301PTB..30	66-500504.....29	66-503106B.....31	66-503402PT....32	66-504004PTB..15
66-500302.....29	66-500504B....29	66-503106PT...32	66-503402PTB..32	66-504005.....14
66-500302B.....29	66-500504PT..30	66-503106PTB..32	66-503403.....31	66-504005B.....14
66-500302PT...30	66-500504PTB..30	66-503201.....31	66-503403B.....31	66-504005PT....15
66-500302PTB..30	66-500505.....29	66-503201B.....31	66-503403PT....32	66-504005PTB..15
66-500303.....29	66-500505B....29	66-503201PT....32	66-503403PTB..32	66-504006.....14
66-500303B.....29	66-500505PT..30	66-503201PTB..32	66-503404.....31	66-504006B.....14
66-500303PT...30	66-500505PTB..30	66-503202.....31	66-503404B.....31	66-504006PT....15
66-500303PTB..30	66-500506.....29	66-503202B.....31	66-503404PT...32	66-504006PTB..15
66-500304.....29	66-500506B....29	66-503202PT...32	66-503404PTB..32	66-504101.....14
66-500304B.....29	66-500506PT..30	66-503202PTB..32	66-503405.....31	66-504101B.....14
66-500304PT...30	66-500506PTB..30	66-503203.....31	66-503405B.....31	66-504101PT....15
66-500304PTB..30	66-503001.....31	66-503203B.....31	66-503405PT...32	66-504101PTB..15
66-500305.....29	66-503001B.....31	66-503203PT...32	66-503405PTB..32	66-504102.....14
66-500305B.....29	66-503001PT....32	66-503203PTB..32	66-503406.....31	66-504102B.....14
66-500305PT...30	66-503001PTB..32	66-503204.....31	66-503406B.....31	66-504102PT....15
66-500305PTB..30	66-503002.....31	66-503204B.....31	66-503406PT...32	66-504102PTB..15
66-500306.....29	66-503002B.....31	66-503204PT...32	66-503406PTB..32	66-504103.....14
66-500306B.....29	66-503002PT...32	66-503204PTB..32	66-503501.....31	66-504103B.....14
66-500306PT...30	66-503002PTB..32	66-503205.....31	66-503501B.....31	66-504103PT....15
66-500306PTB..30	66-503003.....31	66-503205B.....31	66-503501PT....32	66-504103PTB..15
66-500401.....29	66-503003B.....31	66-503205PT...32	66-503501PTB..32	66-504104.....14

Nummern-Index

Index of order numbers

Indice de números de referencia

Index numérique de références de commande

Elenco dei codici

66-504104B.....14	66-504403PT...15	66-505005PT...36	66-505402.....27	66-505604B.....27
66-504104PT...15	66-504403PTB.15	66-505005PTB.36	66-505402B.....27	66-505604PT...28
66-504104PTB..15	66-504404.....14	66-505006.....35	66-505402PT...28	66-505604PTB.28
66-504105.....14	66-504404B.....14	66-505006B....35	66-505402PTB.28	66-505605.....27
66-504105B.....14	66-504404PT...15	66-505006PT...36	66-505403.....27	66-505605B.....27
66-504105PT...15	66-504404PTB.15	66-505006PTB.36	66-505403B.....27	66-505605PT...28
66-504105PTB..15	66-504405.....14	66-505101.....35	66-505403PT...28	66-505605PTB.28
66-504106.....14	66-504405B.....14	66-505101B.....35	66-505403PTB.28	66-505606.....27
66-504106B.....14	66-504405PT...15	66-505101PT....36	66-505404.....27	66-505606B.....27
66-504106PT...15	66-504405PTB.15	66-505101PTB..36	66-505404B.....27	66-505606PT...28
66-504106PTB..15	66-504406.....14	66-505102.....35	66-505404PT...28	66-505606PTB.28
66-504201PT...15	66-504406B.....14	66-505102B.....35	66-505404PTB.28	66-508001.....23
66-504201PTB..15	66-504406PT...15	66-505102PT...36	66-505405.....27	66-508001B.....23
66-504202PT...15	66-504406PTB.15	66-505102PTB..36	66-505405B.....27	66-508001PT...24
66-504202PTB..15	66-504501.....14	66-505103.....35	66-505405PT...28	66-508001PTB..24
66-504203PT...15	66-504501B.....14	66-505103B.....35	66-505405PTB.28	66-508002.....23
66-504203PTB..15	66-504501PT....15	66-505103PT...36	66-505406.....27	66-508002B.....23
66-504204PT...15	66-504501PTB..15	66-505103PTB..36	66-505406B.....27	66-508002PT...24
66-504204PTB..15	66-504502.....14	66-505104.....35	66-505406PT...28	66-508002PTB..24
66-504205PT....15	66-504502B.....14	66-505104B.....35	66-505406PTB.28	66-508003.....23
66-504205PTB..15	66-504502PT...15	66-505104PT...36	66-505501.....27	66-508003B.....23
66-504206PT...15	66-504502PTB..15	66-505104PTB..36	66-505501B.....27	66-508003PT...24
66-504206PTB..15	66-504503.....14	66-505105.....35	66-505501PT...28	66-508003PTB..24
66-504301.....14	66-504503B.....14	66-505105B.....35	66-505501PTB..28	66-508004.....23
66-504301B.....14	66-504503PT...15	66-505105PT...36	66-505502.....27	66-508004B.....23
66-504301PT...15	66-504503PTB..15	66-505105PTB..36	66-505502B.....27	66-508004PT...24
66-504301PTB..15	66-504504.....14	66-505106.....35	66-505502PT...28	66-508004PTB..24
66-504302.....14	66-504504B.....14	66-505106B.....35	66-505502PTB.28	66-508005.....23
66-504302B.....14	66-504504PT...15	66-505106PT...36	66-505503.....27	66-508005B.....23
66-504302PT...15	66-504504PTB..15	66-505106PTB..36	66-505503B.....27	66-508005PT...24
66-504302PTB..15	66-504505.....14	66-505201.....35	66-505503PT...28	66-508005PTB..24
66-504303.....14	66-504505B.....14	66-505201B.....35	66-505503PTB.28	66-508101.....23
66-504303B.....14	66-504505PT...15	66-505201PT...36	66-505504.....27	66-508101B.....23
66-504303PT...15	66-504505PTB..15	66-505201PTB..36	66-505504B.....27	66-508101PT...24
66-504303PTB..15	66-504506.....14	66-505202.....35	66-505504PT...28	66-508101PTB..24
66-504304.....14	66-504506B.....14	66-505202B.....35	66-505504PTB.28	66-508102.....23
66-504304B.....14	66-504506PT...15	66-505202PT...36	66-505505.....27	66-508102B.....23
66-504304PT...15	66-504506PTB..15	66-505202PTB..36	66-505505B.....27	66-508102PT...24
66-504304PTB..15	66-505-401.....27	66-505203.....35	66-505505PT...28	66-508102PTB..24
66-504305.....14	66-505001.....35	66-505203B.....35	66-505505PTB.28	66-508103.....23
66-504305B.....14	66-505001PT...36	66-505203PT...36	66-505506.....27	66-508103B.....23
66-504305PT...15	66-505001PTB..36	66-505203PTB..36	66-505506B.....27	66-508103PT...24
66-504305PTB..15	66-505002.....35	66-505204.....35	66-505506PT...28	66-508104.....23
66-504306.....14	66-505002B.....35	66-505204B.....35	66-505506PTB.28	66-508104B.....23
66-504306B.....14	66-505002PT...36	66-505204PT...36	66-505601.....27	66-508104PT...24
66-504306PT...15	66-505002PTB..36	66-505204PTB..36	66-505601B.....27	66-508104PTB..24
66-504306PTB..15	66-505003.....35	66-505205.....35	66-505601PT...28	66-508105.....23
66-504401.....14	66-505003B.....35	66-505205B.....35	66-505601PTB..28	66-508105B.....23
66-504401B.....14	66-505003PT...36	66-505205PT...36	66-505602.....27	66-508105PT...24
66-504401PT...15	66-505003PTB..36	66-505205PTB..36	66-505602B.....27	66-508105PTB..24
66-504401PTB..15	66-505004.....35	66-505206.....35	66-505602PT...28	66-508201.....25
66-504402.....14	66-505004B.....35	66-505206PT...36	66-505602PTB.28	66-508201B.....25
66-504402B.....14	66-505004PT...36	66-505206PTB..36	66-505603.....27	66-508202.....25
66-504402PT...15	66-505004PTB..36	66-505401B.....27	66-505603B.....27	66-508202B.....25
66-504402PTB..15	66-505005.....35	66-505401PT...28	66-505603PT...28	66-508203.....25
66-504403.....14	66-505005B.....35	66-505401PTB..28	66-505604.....27	66-508203B.....25
66-504403B.....14				

evo_BITE.

Nummern-Index

Index of order numbers

Indice de números de referencia

Index numérique de références de commande

Elenco dei codici

66-508204..... 25	66-508505PTB. 17	66-508802.....16	66-509004PT ... 21	66-523004.....37
66-508204B 25	66-508506.....16	66-508802B16	66-509004PTB. 21	66-523005.....37
66-508205..... 25	66-508506B16	66-508802PT ... 17	66-509005..... 20	66-805905PTB. 17
66-508205B..... 25	66-508506PT ... 17	66-508802PTB. 17	66-509005B 20	66-90303.....3
66-508301..... 25	66-508506PTB. 17	66-508803.....16	66-509005PT ... 21	66-90304.....3
66-508301B 25	66-50860116	66-508803B16	66-509005PTB. 21	66-90305.....3
66-508302..... 25	66-508601B16	66-508803PT ... 17	66-509100322	
66-508302B..... 25	66-508601PT17	66-508803PTB. 17	66-5091003B22	
66-508303..... 25	66-508601PTB.. 17	66-50880416	66-518201..... 26	
66-508303B..... 25	66-508602.....16	66-508804B16	66-518201B 26	
66-508304..... 25	66-508602B16	66-508804PT ... 17	66-518202 26	
66-508304B 25	66-508602PT ... 17	66-508804PTB. 17	66-518202B..... 26	
66-508305..... 25	66-508602PTB. 17	66-508805.....16	66-518203 26	
66-508305B..... 25	66-508603.....16	66-508805B16	66-518203B..... 26	
66-50840116	66-508603B16	66-508805PT ... 17	66-518204 26	
66-508401B.....16	66-508603PT ... 17	66-508805PTB. 17	66-518204B 26	
66-508401PT ... 17	66-508603PTB. 17	66-50880616	66-518205 26	
66-508401PTB.. 17	66-508604.....16	66-508806B16	66-518205B..... 26	
66-508402.....16	66-508604B16	66-508806PT ... 17	66-518301..... 26	
66-508402B16	66-508604PT ... 17	66-508806PTB. 17	66-518301B 26	
66-508402PT ... 17	66-508604PTB. 17	66-50890116	66-518302 26	
66-508402PTB. 17	66-508605.....16	66-508901B16	66-518302B..... 26	
66-508403.....16	66-508605B16	66-508901PT ... 17	66-518303 26	
66-508403B16	66-508605PT ... 17	66-508901PTB.. 17	66-518303B..... 26	
66-508403PT ... 17	66-508605PTB. 17	66-50890216	66-518304 26	
66-508403PTB. 17	66-508606.....16	66-508902B16	66-518304B 26	
66-50840416	66-508606B16	66-508902PT ... 17	66-518305 26	
66-508404B16	66-508606PT ... 17	66-508902PTB. 17	66-520000.....37	
66-508404PT ... 17	66-508606PTB. 17	66-50890316	66-52180137	
66-508404PTB. 17	66-508701.....16	66-508903B16	66-52180237	
66-508405.....16	66-508701B.....16	66-508903PT ... 17	66-52180337	
66-508405B16	66-508701PT ... 17	66-508903PTB. 17	66-52180437	
66-508405PT ... 17	66-508701PTB.. 17	66-50890416	66-52180537	
66-508405PTB. 17	66-50870216	66-508904B16	66-52200137	
66-508406.....16	66-508702B16	66-508904PT ... 17	66-52200237	
66-508406B16	66-508702PT 17	66-508904PTB. 17	66-52200337	
66-508406PT ... 17	66-508702PTB. 17	66-50890516	66-52200437	
66-508406PTB. 17	66-50870316	66-508905B16	66-52200537	
66-50850116	66-508703B16	66-508905PT ... 17	66-52230137	
66-508501B16	66-508703PT 17	66-50890616	66-52230237	
66-508501PT ... 17	66-508703PTB. 17	66-508906B16	66-52230337	
66-508501PTB.. 17	66-50870416	66-508906PT ... 17	66-52230437	
66-50850216	66-508704B16	66-508906PTB. 17	66-52230537	
66-508502B.....16	66-508704PT 17	66-509001 20	66-52250137	
66-508502PT ... 17	66-508704PTB. 17	66-509001B 20	66-52250237	
66-508502PTB. 17	66-50870516	66-509001PT ... 21	66-52250337	
66-508503.....16	66-508705B16	66-509001PTB.. 21	66-52250437	
66-508503B.....16	66-508705PT 17	66-509002 20	66-52250537	
66-508503PT ... 17	66-508705PTB. 17	66-509002B 20	66-52280137	
66-508503PTB. 17	66-50870616	66-509002PT ... 21	66-52280237	
66-508504.....16	66-508706B16	66-509002PTB. 21	66-52280337	
66-508504B16	66-508706PT 17	66-509003 20	66-52280437	
66-508504PT ... 17	66-508706PTB. 17	66-509003B 20	66-52280537	
66-508504PTB. 17	66-50880116	66-509003PT ... 21	66-52300137	
66-508505.....16	66-508801B16	66-509003PTB. 21	66-52300237	
66-508505B16	66-508801PT 17	66-509004 20	66-52300337	
66-508505PT ... 17	66-508801PTB.. 17	66-509004B 20		

evo_BITE.



Fortschrittliche neurochirurgische Lösungen
Advanced Neurosurgical Solutions
Soluciones de neurocirugía avanzada
Soluzioni neurochirurgiche avanzate
Solutions de neurochirurgie avancées

Über evonos

evonos bringt die Medizintechnik voran. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Instrumente und Lösungen für die Neurochirurgie, die Ärzten und Patienten weiterhelfen. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind dazu geschaffen, den Gesundheitszustand von Patienten sicherer zu diagnostizieren, minimal-invasiv zu therapieren, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Lebensqualität zu verbessern.

About evonos

evonos furthers medical technology. We develop, produce and distribute instrumentation and solutions for neurosurgery helping surgeons and patients. Our products and services are created to reliably diagnose the health status of patients, to treat minimally invasively and to improve the quality of their life.

Acerca de evonos

evonos promueve la tecnología médica. Desarrollamos, producimos y distribuimos instrumentación y soluciones de neurocirugía que ayuda a cirujanos y pacientes. Nuestros productos y servicios están creados para diagnosticar con fiabilidad el estado de salud de los pacientes, para tratarlos de una manera mínimamente invasiva y mejorar su calidad de vida.

Informazioni su evonos

evonos migliora la tecnologia medica. Sviluppiamo, distribuiamo e produciamo strumenti e soluzioni per la neurochirurgia che aiutino chirurghi e pazienti. I nostri prodotti e servizi sono creati per effettuare una diagnosi affidabile delle condizioni dei pazienti, per offrire loro trattamenti minimamente invasivi, per semplificare i flussi di lavoro e per migliorare la qualità delle loro vite.

Au sujet d' evonos

evonos fait avancé la technologie médicale. Nous développons, fabriquons et distribuons les instruments et solutions de neurochirurgie en vue d'aider les médecins et les patient. Nos produits et services sont fournis pour diagnostiquer de façon fiable la santé des patients, pour traiter minimal-invasive et pour simplifier les flux de travail ainsi d'améliorer la qualité de vie.

evonos GmbH & Co. KG
Stockacher Straße 134
78532 Tuttlingen, Deutschland

Telefon: +49 7461 1718959
Telefax: +49 7461 1718957
info@evonos.de
www.evonos.de

evonos

medical technology at the head